

三角巾は体にかぶせてお使いください



女性に配慮したAEDの使い方


パッドを

素肌に直接貼り付ける

ことができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません**。
服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせないように**してください。
パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。



パッドを貼った後に上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【問合せ先】

【監修】公益財団法人日本 AED 財団

綾部市消防本部警防課


電話：0773-42-0119

【出典】東京都多摩府中保健所

AEDが心電図を解析し、 電気ショックの必要性を判断します!!

AEDは、心停止でない人に電気ショックをすることはありません

倒れて意識がない人を発見したら!?



いざという時、きちんと使えるように、日頃のAEDの点検も大切です。

インジケータの確認

AEDには、正常に動くかどうかを示すためのインジケータ*が付いています。日常点検する際には、インジケータの表示を確認し、記録しておくことが推奨されています。

*AEDの状態を確認するためのランプや画面

インジケータの例



消耗品の交換

*電極パッドやバッテリーには使用期限や寿命があります。

*これらの消耗品の交換時期が分かるように、表示ラベル*を付けましょう。

*表示ラベルにしたがって、使用期限が来たら、交換するようにしましょう。

*製造・販売会社から提供されます。